


**Таблица для подбора
Компрессионных лечебно-профилактических
чулок I и II го класса компрессии**



| Окружность , см | Распределение давления | Точки замера | Размер (объем охвата ноги, см.) | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |
| Бедро на 5 см ниже промежности | 40% | G | 52 - 57 | 57 - 61 | 61 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 |
| Середина бедра | | F | 44 - 48 | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 |
| Колено | 60% | D | 36 - 38 | 38 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 | 48 - 51 |
| Самая широкая часть голени | 80% | C | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| Самая узкая часть голени над лодыжкой | 100% | B | 18 - 22 | 22 - 25 | 24 - 27 | 26 - 30 | 28 - 32 |