


**Таблица для подбора
Компрессионных лечебно-профилактических
колготок I и II го класса компрессии**



Окружность , см	Распределение давления	Точки замера	Размер (объем охвата ноги, см.)				
			№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Объем бедер		T	82 - 108	86 - 112	104 - 120	112 - 124	116 - 132
Бедро на 5 см ниже промежности	40%	G	52 - 57	57 - 61	61 - 66	66 - 70	70 - 74
Середина бедра		F	44 - 48	48 - 53	53 - 58	58 - 61	61 - 65
Колено	60%	D	36 - 38	38 - 42	42 - 45	45 - 48	48 - 51
Самая широкая часть голени	80%	C	32 - 35	35 - 38	38 - 41	41 - 44	44 - 47
Самая узкая часть голени над лодыжкой	100%	B	18 - 22	22 - 25	24 - 27	26 - 30	28 - 32
Длина ноги от промежности до пятки		E	до 110см		от 110 до 135см		
Рост			158-164	164-170	170-176	176-180	176-180